



CUATROGASA GUANTO VINILE SENZA POLVERE



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

- Guanto da esame in vinile, senza polvere, color trasparente, monouso, marchio Cuatrogasa.
- Ambidestro.
- Interno: senza polvere.
- Finitura: bordo arrotolato.
- Superficie: liscia.
- Lunghezza (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).
- Larghezza (mm): 85 \pm 10 (S), 95 \pm 10 (M), 105 \pm 10 (L), 115 \pm 10 (XL). (AQL 4,0).
- Spessore sul palmo (mm): $\geq 0,06$. (AQL 4,0).
- AQL per difetti visivi maggiori di 2,5 e minori di 4,0.
- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adeguati all'uso previsto.

NORMATIVA

Regolamento (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con alimenti.

Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e oggetti plastici destinati ad entrare in contatto con alimenti.

- Adatto per ogni tipo di alimento acquoso e tutti gli alimenti acidi.

Regolamento (UE) 2017/745: Dispositivo Medico Classe I

EN 455-1:2000	Guanti medici monouso. Requisiti e prove per determinare l'assenza di fori. AQL $\leq 1,5$.
EN 455-2:2015	Guanti medici monouso. Requisiti e prove per la determinazione delle proprietà fisiche.
EN 455-3:2015	Guanti medici monouso. Requisiti e test per la valutazione biologica.
EN 455-4:2009	Guanti medici monouso. Requisiti e prove per la determinazione della vita utile.

Regolamento (UE) 2016/425: Dispositivo di protezione individuale Categoria III

EN 420:2003 + A1:2009	Guanti di protezione. Requisiti generali.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo C	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi. Terminologia e requisiti minimi di prestazione per rischi chimici.
EN ISO 374-5:2016	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi pericolosi. Terminologia e requisiti minimi di prestazione per rischi da microrganismi.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B	CHIMICO	COD.	LIVEL LO	Degradazione (%)		
	Iodossido di sodio 40% (CAS N° 1310-73-2)	K	6	-0,4		
	Perossido di idrogeno 30% (CAS N° 7722-84-1)	P	5	-12,4		
	Formaldeide 37% (CAS N° 50-00-0)	T	6	7,9		
Livelli	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Cat III

ISTRUZIONI DI UTILIZZO E AVVERTIMENTI

Questo guanto è fabbricato con materiali che non sono noti per la produzione di allergia, ma negli individui che ne sono propensi, si possono presentare reazioni di rigetto. Esamina i guanti per rilevare qualunque difetto o imperfezione, prima del loro utilizzo e dopo esser stati indossati. Introduci la mano nel guanto assicurandoti che tutto il palmo della mano resti sopra il pugno del guanto. Gettare dopo l'utilizzo secondo le norme vigenti.

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le casse aperte devono rimanere lontano dalla luce fluorescente e dalla luce solare. I guanti sono confezionati in un pacchetto, che è adeguato per il loro trasporto; conserva i guanti nel loro imballaggio originale quando non sono utilizzati.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Riferimento/colore	Taglia	EAN 13	DUN 14
CU-GDVIN-TR-BASP	S	8436026599471	18436026599478
	M	8436026599488	18436026599485
	L	8436026599495	18436026599492
	XL	8436026599419	18436026599416

- **Formato dell'unità minima di vendita (EAN):** Dispenser 100 unità

- Larghezza: 20 cm
- Altezza: 11 cm
- Lungo/profondo 6 cm
- **Cassa (DUN):** 10 Dispenser
- Larghezza: 22,5 cm
- Altezza: 21 cm
- Lungo/profondo 31 cm

- Strati/Pallet: 7
- Casse/Strato: 12
- Casse/Pallet: 84
- Altezza pallet: 1,62 m

