

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## technical data sheet



<b>Cod.Articolo/SKU</b>	CAL04827A	<i>skill id:</i> F0002883
<b>Descrizione articolo</b> <i>Item description</i>	CALDO/FREDDO PRONTO 16,5X13 CM CON FASCIA	
<b>Marchio/Brand</b>	MY DOCT	
<b>Categoria/Category</b>	PARAFARMACIA	
<b>Sottocategoria</b> <i>Subcategory</i>	PARAFARMACIA	
<b>Cod. Doganale</b> <i>Customs tariff n.</i>	3005909900	

**EAN code**



### DESCRIZIONE PRODOTTO/Product Description

**Busta gel caldo - freddo riutilizzabile completa di fascia portabusta in tessuto.** Dona immediato sollievo per ematomi e piccoli traumi, è un prodotto di primo impiego per la terapia del caldo e del freddo. Per la **terapia del freddo**, conservare il prodotto in freezer almeno 2 ore. Per la **terapia del caldo**, immergere il prodotto in acqua calda per un massimo di 5 minuti, in alternativa inserire nel forno microonde regolato a 650 Watt per massimo 1 minuto.

Dimensione della busta **13x16,5 cm**

*L'immagine del prodotto ha solo scopo indicativo. Il colore dell'articolo potrebbe differire.*

### SPECIFICHE PRODOTTO/Product Details

#### CARATTERISTICHE

Contenuto	1 "Busta Caldo - Freddo" + 1 fascia porta busta
Pezzi per unità di vendita	1
Caratteristiche Prodotto	Multifunzione; Riutilizzabile
Composizione Dettagliata	LIQUIDO: propylene glycol, methylene blue, hydroxymethyl cellulose, water - BUSTA: polietilene tereftalato - FASCIA: tessuto sintetico
Colore	Trasparente/blu/bianco
Istruzioni	TERAPIA DEL FREDDO: conservare il prodotto in freezer almeno 2 ore. TERAPIA DEL CALDO: immergere il prodotto in acqua calda per un massimo di 5 minuti, in alternativa inserire nel forno microonde regolato a 650 Watt per massimo 1 minuto.

#### DIMENSIONE/CAPIENZA

Dimensione	Busta: 13x16,5 cm
Larghezza (cm)	13
Lunghezza (cm)	16.5

#### USO

Parte del Corpo	Corpo
-----------------	-------

## SCHEDA LOGISTICA / Logistics Details

### UNITA' DI VENDITA / Sales unit specification

Dim. unità vendita in cm: <i>Sales unit size in cm</i>		Volume unitario in lt. <i>unit volume in lt.</i>	<b>0,77</b>	Pezzi x m3: <b>1.297</b> <i>Pcs x mt3</i>
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>	<b>0,3330</b>	Peso Netto (Kg): <i>Net weight:</i>	<b>0,3230</b>	Pezzi per Pallet: <i>Pcs x pallet</i>

### CONFEZIONE MINIMA / Inner unit specification

Numero unità di vendita: <i>Sales unit per Inner:</i>	<b>6</b>	Dimensioni in cm: <i>packing size in cm:</i>		Volume in lt. <i>packing volume:</i>
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>		Tara imballo (Kg) <i>Packing tare</i>		
Dim.pallet standard in cm: <i>Standard pallet size</i>		Num.inner per strato: <i>Inner per lay:</i>		Strati su pallet: <i>lay per pallet:</i>
Codice EAN Inner <i>Inner EAN code:</i>		Num Inner per pallet:		Num.Inner per m3:

### CONFEZIONE MASSIMA / Master unit specification

Numero unità di vendita: <i>Sales unit per Master:</i>	<b>6</b>	Dimensioni in cm: <i>packing size in cm:</i>	<b>29x14,5x11</b>	Volume in lt. <b>4,63</b> <i>packing volume:</i>
Peso Lordo (Kg): <i>Gross weight:</i>	<b>2,0000</b>	Tara imballo (Kg) <i>Packing tare</i>		
Dim.pallet standard in cm: <i>Standard pallet size</i>		Num.master per strato: <i>Inner per lay:</i>		Strati su pallet: <i>lay per pallet:</i>
Codice EAN Master <i>Master EAN code:</i>	<b>8000061948275</b>	Num master per pallet:		Num.master per m3:

### IMMAGINI AGGIUNTIVE / Additional Photos and details



