

CIPERCAP

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione Ministero della Sanità n. 18301

Emulsione insetticida concentrata a base di Permetrina e Cipermetrina microincapsulate



Caratteristiche del prodotto

Cipercap è un'emulsione insetticida concentrata a base di Permetrina e Cipermetrina microincapsulate. Questo particolare accorgimento tecnico conferisce al prodotto un elevato ed immediato potere insetticida, una lunga residualità ed una ridotta degradazione fotochimica. Pertanto **Cipercap**, quando viene applicato su superfici dure, **fornisce un'azione disinfestante omogenea e costante nel tempo.**

Modalità d'impiego

Cipercap deve essere impiegato sempre diluito. I rapporti di diluizione sono: per una energica disinfestazione: diluire una parte di **Cipercap** con 29 parti di acqua utilizzando 1kg. di soluzione per circa 20 mq di superficie; per una normale disinfestazione: diluire una parte di **Cipercap** con 39 parti di acqua utilizzando 1L di soluzione per circa 30 mq di superficie. Tutte le sospensioni ottenute vanno agitate prima del loro impiego. Le sospensioni ottenute possono essere spruzzate su qualsiasi superficie: sono inodori, incolori e non macchiano.

Avvertenze

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio. Tenere lontano dalle portata dei bambini.

Confezioni

COD 60020015

1000ml x 10pz



IRCASERVICE S.p.A.

S.S. Cremasca 591 n°10 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Italy

Tel. +039 0363 337250 - Fax. +039 0363 337242

info@ircaservice.com - www.ircaservice.com