



Descrizione

Perfetto per gli ambienti in cui si maneggiano alimenti, Tork Sapone a schiuma Limpido, a base di lactic acid, è efficace contro diversi microrganismi nocivi. Formulato esclusivamente con ingredienti di origine vegetale, è biodegradabile al 100%. Può essere utilizzato con tutti i Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle (S4).

- Efficace secondo le norme EN 1499 ed EN 14476 (tutti i virus capsulati come HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 e H5N1, ecc.)
- Dermatologicamente testato e adatto per un uso frequente
- Aiuta a rimuovere il grasso alimentare
- Possibilità di scelta tra dispenser manuale o a sensore
- Nessuna restrizione al trasporto. Non infiammabile. Non classificato come sostanza pericolosa ai sensi del regolamento CLP (Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele). Non classificato come merce pericolosa.
- ingredienti attivi 100% vegetali e biodegradabili
- Utilizzare i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
- Manutenzione agevole certificata e ricarica intuitiva in meno di 10 secondi
- Non contaminante a contatto con gli alimenti, è indicato per l’uso in qualsiasi ambiente in cui si maneggiano prodotti alimentari.
- Per informazioni su rischi e precauzioni fare riferimento alla scheda di sicurezza

Dettagli di Prodotto

Sistema	S4
Colore	Trasparente
Fragranza	none
Identificativo di formula unica	2300-U0KP-S008-88CE
Aspetto	liquid
Merci pericolose	C2

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322541375045	7322541375052	7322541401522
Materiale della confezione	Plastic bottle	Carton	-
Pezzi	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Altezza	240 mm	256 mm	1.475 mm
Lunghezza	92 mm	284 mm	1.200 mm
Larghezza	92 mm	192 mm	800 mm
Peso lordo	1.079 g	6,71 kg	536,48 kg
Peso netto	1.020 g	6,12 kg	489,6 kg
Formato	2,03 dm3	13,96 dm3	1,12 m3
Streti per pallet	-	-	5
Colli per strato	-	-	16

Prodotti compatibili



Tork S4 Disp Sap e Disin Sensor ImageDes
460009



Tork S4 Disp sapone Image Design
460010



TorkS4DispSensor Sap e Disin Foam bianco
561600



Tork S4 Disp sensor Sap. Foam 1 lt nero
561608

Informazioni del prodotto

Ingredienti	Principio attivo: Lactic Acid 1,75 g/100 g. Altri ingredienti: Aqua, Glycerin, Alkyl Ether Carboxylate, Alkylpolyglycosides, Xanthan Gum
pH	2,9
Istruzioni per l’uso	Bagnare mani e polsi con acqua. Erogare 2 ml di prodotto sul palmo della mano. Strofinare mani e polsi per almeno 30 secondi. Sciacquare a fondo con acqua corrente.
Durata di servizio	La data di scadenza di 24 mesi dalla produzione è indicata sulla confezione interna. Conservare nel contenitore originale. Proteggere il prodotto da un’eccessiva esposizione alla luce solare. Evitare le temperature estreme e conservare tra 5 C e 40 C. Periodo di conservazione dopo l’apertura: 12 mesi.
Istruzioni per l’utilizzo	Utilizzare i disinfettanti in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza. Possibile effetto decolorante su determinati tessuti o superfici.
Conformità normativa	I prodotti biocidi commercializzati con il marchio Tork sono conformi al Regolamento sui prodotti biocidi N. 528/2012 dell’Unione Europea e sono approvati per l’igiene umana. I prodotti sono registrati e autorizzati nei rispettivi Paesi in cui vengono venduti. I prodotti sono conformi al Regolamento REACH N. 1907/2006 (CE) e ai relativi emendamenti. I prodotti biocidi sono fabbricati in conformità alle pratiche di buona produzione (Good Manufacturing Practices, GMP).
Biocidi registrati	EU-0024666-0000
Certificazione	ISO 22716 (Pratiche di buona produzione), ISO 9001 (Sistema di gestione qualità), ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), incluso nell’elenco VAH
Scheda di sicurezza	Per un utilizzo e una manipolazione sicuri dei prodotti, attenersi alle raccomandazioni delle schede di sicurezza, disponibili sul sito web di Tork in tutte le lingue richieste in conformità con i requisiti legali vigenti nei vari territori.

Test microbiologici

	Metodo di test	Condizioni di test	Durata del test
Batteri	EN 1499	Lavaggio igienico delle mani	30 sec
Batteri	EN 13727	Attività battericida in ambito medico	30 sec
Lieviti e funghi	EN 13624	Attività lieviticida in ambito medico	30 sec
Lieviti e funghi	EN 1650	Attività lieviticida in ambito alimentare, industriale, domestico e istituzionale	30 sec
Virus	EN 14476	Attività virucida in ambito medico (tutti i virus capsulati come HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, influenza H1N1 e H5N1, ecc.)	30 sec